

Hurtigstartveiledning

Norsk

Tango M2

SunTech Medical
Tango M2
STRESS BP



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tlf.: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Faks: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2--3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tlf.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (salg)
+ 86.755.29588665 (service)
Faks: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN



82-0124-14 MA Rev. A


SunTech Medical
The Difference in Clinical Grade®

Frontpanel



Målevisning


Målevisningen viser gjeldende eller siste pasientmålinger som numeriske avlesninger.



* Ikke tilgjengelig i alle land. Se brukerhåndboken for informasjon.

Diagramvisning

Diagramvisningen viser et sammendrag av de siste BT-målingene, i tillegg til numerisk visning av andre avlesninger.



Velkommen til Tango M2



Takk for at du valgte Tango M2 blodtrykksmåler.

I over 30 år har SunTech Medical vært den mest fremtredende leverandøren av ledende teknologi og innovative produkter for blodtrykksmåling når manuell avlesning er upålitelig eller ganske enkelt umulig.

I dag fortsetter vi den kontinuerlige fremgangen innen klinisk blodtrykksteknologi.

Tango M2 er den siste i vår rekke med Tango blodtrykksmålere for stresstesting, utformet spesifikt for å virke med stresssystemet ditt.



Driftsinstruksjoner for dette produktet finner du på CD-en som følger med i esken. Du kan laste ned driftsinstruksjoner for dette produktet fra suntechmed.com/library.

Se instruksjonene ved hjelp av Adobe Acrobat Reader, eller en kompatibel PDF-leser, på en datamaskin eller en mobil enhet med Internett-tilkobling.

1

Trinn 1 – Utpakking av Tango M2

Pass på at du har alle de riktige komponentene. Se på pakningsetiketten på den innerste esken der du finner listen over komponenter du har mottatt basert på bestillingen din.

Koble strømforsyningen til en strømkabel og plugg den inn i en tilgjengelig stikkontakt for vekselstrøm. Koble strømforsyningen til inngangskontakten for likestrøm på baksiden av måleren.

Bruk AV/PÅ-knappen (1) på baksiden av måleren til å slå den på. Det blå LED-lyset (2) på toppen av Tango M2 vil alltid lyse når måleren er slått på.




2

Trinn 2 – Koble til stressystemet

Koble til stressystemet ved hjelp av ekstern EKG-kabel og RS-232- eller USB-kabel.

Når du skal koble til stressystemet, kan du gå til www.SunTechMed.com og velge: [Support > Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 > Interface Notes](#) og få en liste over tilgjengelige merknader til grensesnitt.


Du kan også se i Tango M2s E-bibliotek og velge: [Hovedmeny > Måleroppsett > E-bibliotek > Merknader til grensesnitt](#) og få en liste over tilgjengelige Merknader til grensesnitt.



4

Trinn 4 – Foreta en måling

Tango M2 krever EKG-signal for å kunne foreta BT-målinger og må stilles inn på DKA-modus når pasienten er i aktivitet. Så snart testen begynner, vil stressystemet be måleren foreta BT-avlesninger. Mansjetten vil automatisk fylles opp for hver måling. Meldingen «SLAPP AV I ARMEN – BT pågår» vil vises inntil målingen er fullført, og deretter vil avlesningen vises. Du kan også trykke på START/STOPP-knappen for å manuelt be måleren om å foreta BT-avlesninger. Denne samme knappen kan brukes til å avbryte en avlesning om nødvendig.



5

Trinn 5 – Laste ned data

1. Sett inn USB-A-minnepennen i Tango M2 (1)
 2. Bruk piltastene og Velg-tasten til å navigere til [Hovedmeny > Måletabell >](#) og trykk på Velg-tasten.
 3. Naviger til valget Last ned data og trykk på Velg-tasten.
 4. Det kommer opp en melding som sier Nedlasting pågår. Når nedlastingen er fullført, trykker du på Velg-tasten for å avslutte. Du kan nå ta ut USB-A-minnepennen.
 5. Koble USB-A-minnepennen til PC-en din. Når vinduet åpnes, vil det være en fil som kalles Resultater. Åpne denne filen.
 6. I filen vil det være et dokument som må identifiseres. Det starter med år fulgt av måned og dato og andre identifikatorer etter oppsettet ÅÅÅMMDD#####. Dette er den unike identifikatoren for hvert nytt BT-datasett som hentes ut av Tango M2.
- For mer detaljerte instruksjoner kan du se etter informasjon i brukerhåndboken.




3

Trinn 3 – Plassere og koble til mansjetten

Bruk enten SunTech Orbit-K™-blodtrykksmansjett eller et SunTech-sett for bruk til én pasient (inneholder en blodtrykksmansjett og mikrofonpute for engangsbruk). Denne delen gir veiledning for valg av riktig størrelse og plassering for begge typer mansjett. Det er viktig at mansjetten er riktig tilpasset til pasientens arm, og at mikrofonen er plassert over brakialarterien (mellom biceps og triceps)! Feil mansjettstørrelse og feilplassert mikrofon kan føre til manglende eller dårlig avlesning og nøyaktighet.

Orbit-K-mansjett

- a. Finn brakialarterien på venstre arm.
- b. Skyv mansjettermet opp på pasientens arm med ARTERIE-merket pekende nedover armen.
- c. Det er en mikrofon plassert under ARTERIE-merket. Pass på at mikrofonen er plassert på den indre delen av armen, rett over brakialarterien mellom biceps og triceps. Det skal være omkring 3 til 5 cm (to fingerbredder) mellom kanten av mansjetten og albuen.
- d. Sett den 3-nålers mikrofonkontakten fra mansjetten inn i tilsvarende kontakt på pasientkabelen. Kontakten kan settes inn begge veier.
- e. Koble slangen fra mansjetten inn i tilsvarende kontakt på pasientkabelen og vri rundt.
- f. Pakk mansjetten rundt armen og fest den. Bruk håndleddstroppene til å feste kablene til pasientens håndledd.



Sett til bruk for én pasient (SPU)

- a. Finn brakialarterien på venstre arm.
- b. Plasser mikrofonen på mikrofonputen. Riv av den beskyttende filmen på mikrofonputen.
MERK: Sett til bruk for én pasient bruker mikrofonen fra Orbit-K-mansjetten.
- c. Plasser mikrofonen på pasientens arm og pass på at mikrofonen er plassert på den mellomste delen av armen, rett over brakialarterien mellom biceps og triceps. Det skal være omkring 3 til 5 cm (to fingerbredder) mellom mikrofonputen og albuen.
- d. Pakk mansjetten rundt armen og fest den.
- e. Sett den 3-nålers mikrofonkontakten fra mansjetten inn i tilsvarende kontakt på pasientkabelen. Kontaktene kan settes inn begge veier. Koble slangen fra mansjetten inn i tilsvarende kontakt på pasientkabelen og vri rundt.
- f. Bruk håndleddstroppene til å feste kablene til pasientens håndledd.

