

# Guide de démarrage rapide

## Tango M2

SunTech Medical  
Tango M2  
STRESS BP



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: +1.919.654.2301  
SunTechMed.com



EMERGO Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2--3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Sales)  
+ 86.755.29588665 (Service)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN



82-0124-01 MA Rev. D

SunTech Medical  
The Difference in Clinical Grade®

## Panneau avant




## Configuration du panneau arrière




## Affichage de mesure

L'affichage de mesure contient les mesures patient actuelles ou les plus récentes sous forme de relevés numériques.



## Affichage graphique

L'affichage graphique contient un récapitulatif des mesures de la pression artérielle les plus récentes ainsi qu'un affichage numérique d'autres mesures.



## Bienvenue sur le Tango M2!



Merci d'avoir choisi le moniteur de pression artérielle Tango M2.

Depuis plus de 25 ans, SunTech Medical® est le fournisseur prédominant en matière de technologie de pointe et de produits innovants permettant d'obtenir des mesures de pression artérielle quand les mesures manuelles ne sont pas fiables ou simplement pas possibles.

Aujourd'hui, nous restons axés sur l'évolution constante de la technologie de pression artérielle de qualité clinique. Le Tango M2 est le dernier-né de notre gamme de moniteurs de pression artérielle pour épreuves d'effort Tango, spécialement conçu pour fonctionner avec votre système d'effort.



Les instructions d'utilisation de ce produit peuvent être trouvées sur le CD inclus dans la boîte. Pour télécharger les instructions d'utilisation de ce produit, rendez vous à l'adresse [suntechmed.com/library](http://suntechmed.com/library).

Pour lire les instructions d'utilisation de ce produit, utilisez Adobe Acrobat Reader ou un lecteur PDF compatible, sur tout ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet.

## 1

### Étape 1 – Déballez le Tango M2

Vérifiez l'intégralité des composants. Reportez-vous à l'étiquette d'emballage apposée sur le plateau carton intérieur, la liste des composants que vous avez reçus suivant votre commande y figure.

Raccordez le bloc d'alimentation au câble de puissance et branchez le câble sur une prise CA disponible. Raccordez le bloc d'alimentation au connecteur d'entrée CC située au dos du moniteur.

Allumez le moniteur en pressant le bouton ON/OFF (1) situé au dos du moniteur. La LED bleue (2) située sur le dessus du Tango M2 s'allume quand le moniteur est mis sous tension.



## 2

### Étape 2 – Raccorder le système d'effort

Raccordez votre système d'effort à l'aide du câble ECG externe BNC et du câble RS-232 ou USB.

Pour raccorder votre système d'effort, rendez-vous sur le site [www.SunTechMed.com](http://www.SunTechMed.com) à la rubrique suivante : [Support > Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 > Interface Notes](#) pour visualiser la liste des Interface Notes disponibles.

Vous pouvez également vous référer à la E-Library du Tango M2 accessible via le chemin suivant : [Menu principal > Config. du moniteur > E-Library > Interface Notes](#) pour visualiser la liste des Interface Notes disponibles.



## 4

### Étape 4 – Effectuer une mesure

Le Tango M2 requiert un signal ECG pour effectuer les mesures de la pression artérielle et doit être réglé sur le mode DKA pendant que le patient effectue l'épreuve d'effort. Quand l'épreuve débute, le système d'effort demande au moniteur d'effectuer les mesures de la pression artérielle. Le brassard se gonfle automatiquement pour chaque mesure. Le message « Relaxer bras, Prise de PS en cours » reste affiché jusqu'à ce que la fin de la mesure ; ensuite, le résultat s'affiche. Vous pouvez également presser le bouton START/STOP pour demander manuellement au moniteur d'effectuer une mesure de la pression artérielle. Ce bouton sert également à annuler une mesure en cas de besoin.



## 5

### Étape 5 – Télécharger des données

1. Branchez la clé USB-A sur le Tango M2 (1).
2. À l'aide des flèches et des touches de sélection, accédez au [Menu principal > Tableau de mesures >](#) et pressez la touche Select.
3. Accédez à Télécharger des données et pressez la touche Select.
4. Un message s'affiche, indiquant que le téléchargement est en cours. Une fois le téléchargement terminé, pressez la touche Select pour quitter. Vous pouvez maintenant retirer la clé USB-A.
5. Branchez votre clé USB-A sur votre PC. Une fenêtre s'ouvre avec un fichier nommé Results. Ouvrez ce fichier.
6. Ce fichier contient un document qui doit être identifié. Le nom commence par l'année, suivie du mois et du jour, puis d'autres caractères, par ex. (1) YYYYMMDD#####. Il s'agit d'un identifiant unique pour chaque nouveau bloc de données de PA téléchargé du Tango M2. Pour de plus amples instructions et détails, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.




## 3

### Étape 3 – Mettre en place et raccorder le brassard

Utilisez un brassard de pression artérielle Orbit-K™ de SunTech ou un kit à usage unique (contient un brassard de pression artérielle à usage unique et un pad de microphone). Ce chapitre vous fournit des consignes pour choisir la bonne taille de brassard et pour le positionnement de celui-ci. Il est important que le brassard soit parfaitement adapté au bras du patient et que le microphone soit placé sur l'artère brachiale (entre le biceps et le triceps) ! Si la taille du brassard n'est pas adaptée ou que le microphone est mal placé, cela peut entraîner des mesures manquantes ou erronées et une imprécision.

#### Brassard Orbit-K

- a. Palpez l'artère brachiale sur le bras gauche.
- b. Faites glisser le manchon du brassard sur le bras du patient, avec le repère « ARTERY » orienté vers l'avant-bras.
- c. Un microphone est situé sous le repère « ARTERY ». Assurez-vous que le microphone est placé à l'intérieur du bras, directement sur l'artère brachiale entre le biceps et le triceps. Il faut respecter un écart d'env. 3 à 5 cm (soit une largeur de deux doigts) entre le bord du brassard et le coude.
- d. Insérez le connecteur à 3 broches du microphone du brassard dans le connecteur correspondant du câble patient. Le connecteur peut être inséré dans n'importe quelle orientation.
- e. Reliez le tuyau du brassard au connecteur correspondant du câble patient et serrez-le.
- f. Enroulez et ajustez le brassard autour du bras. Fixez les câbles sur le poignet du patient à l'aide des bracelets.



#### Kit à usage unique

- a. Palpez l'artère brachiale sur le bras gauche.
- b. Placez le microphone dans le pad adhésif de microphone. Retirez la protection du pad de microphone. Remarque : le kit à usage unique utilise le microphone du brassard Orbit-K.
- c. Placez le microphone sur le bras du patient en veillant à ce qu'il se trouve à peu près au milieu du bras, directement sur l'artère brachiale entre le biceps et le triceps. Il faut respecter un écart d'env. 3 à 5 cm (soit une largeur de deux doigts) entre le pad adhésif du microphone et le coude.
- d. Enroulez et ajustez le brassard autour du bras.
- e. Insérez le connecteur à 3 broches du microphone du brassard dans le connecteur correspondant du câble patient. Les connecteurs peuvent être insérés dans n'importe quelle orientation. Reliez le tuyau du brassard au connecteur correspondant du câble patient et serrez-le.
- f. Fixez les câbles sur le poignet du patient à l'aide des bracelets.

