

Manguitos de presión arterial
desechables suaves

SunTech® *Soft Disposable*

SINGLE-PATIENT USE BP CUFF

Control sencillo de las infecciones



Extremos en ángulo y
bordes redondeados



Rango marcado en el interior y
en el exterior



Espacio para el nombre para
individualizar su uso



- + Diseñado para que resulte cómodo al paciente
- + Eficacia probada contra fugas de aire

- + Programa de estandarización de los manguitos
- + Fiabilidad garantizada por expertos en presión arterial

Durante más de veinte años, SunTech Medical® se ha dedicado en exclusiva a desarrollo de la tecnología de medición de la presión arterial en los entornos clínicos más complejos y estimulantes. Dado que los monitores digitales se han convertido en la norma a la hora de medir la presión arterial, es importante recordar que el manguito es el sensor. Teniendo esto en mente, hemos utilizado nuestros conocimientos y experiencia para diseñar una nueva gama de manguitos de presión arterial desechables. Estos manguitos están provistos de un extremo en ángulo para mejorar la comodidad del paciente y poseen el rango marcado en el interior y en el exterior para garantizar un correcto ajuste y una medida precisa. Estas características hacen de los manguitos desechables de SunTech Medical la elección más sencilla para cumplir con sus requisitos de control de las infecciones a un precio excepcional.



Gama completa de rangos, incluidos neonatos, bebés y niños


















Diseños de uno o dos tubos

+ Características y ventajas + Descripción







Cómodo para el paciente:	Materiales más suaves, extremos en ángulo y bordes redondeados para hacerlo más agradable.
Económico:	Precio ajustado para promover su uso en un solo paciente, especialmente en lugares donde el control de las infecciones es importante.
Fácil de usar:	Extremo en ángulo para que sea más fácil de colocar. Colores diferentes para elegir la talla rápidamente. Rango marcado en el interior y en el exterior del manguito para garantizar un ajuste correcto.
Personalizable:	Espacio para el nombre para indicar a cada paciente. Minimiza la contaminación cruzada.
Funcionamiento fiable:	Su eficacia probada contra fugas de aire le confiere seguridad, valor y fiabilidad.
Conforme a los reglamentos:	Diseñado conforme a las directrices AHA, AAMI-SP10 y MDD para lograr unos resultados fiables.
Duradero:	Ventajas en un diseño de una sola pieza duradero y diseñado para ser inflado varias veces.
Sin látex:	Los materiales sin látex ofrecen seguridad al paciente.
Programa de estandarización de los manguitos:	Ponemos nuestros conocimientos y experiencia a su disposición para estandarizar un conector de manguito de presión arterial en su centro: un manguito, cualquier paciente, monitor o área.

+ Rangos

	Neonato 1 3-6 cm	
	Neonato 2 4-8 cm	
	Neonato 3 6-11 cm	
	Neonato 4 7-13 cm	
	Neonato 5 8-15 cm	
	Bebé 8-13 cm	
	Niño/Niño largo 12-19 cm	

	Adulto pequeño/ Adulto pequeño largo 17-25 cm
	Adulto/Adulto largo 23-33 cm
	Adulto grande/ Adulto grande largo 31-40 cm
	Muslo 38-50 cm

+ Símbolos

	Línea de índice.
	Para que la medida sea precisa, la línea del manguito con la marca «Index» debe caer dentro de la marca del rango.
	El símbolo que representa la arteria y la flecha deben colocarse sobre la arteria braquial o femoral.
	El producto no contiene ningún material de látex.
	Producto conforme con la Directiva del Consejo relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.
	Perímetro del brazo



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829

www.SunTechMed.com.cn

ETL CLASSIFIED



Intertek
#7965
MEDICAL
ELECTRICAL
EQUIPMENT



0413
82-0115-05-MA-RevA