



***Monitor para mediciones puntuales
de presión arterial***

para animales de compañía

Vet20

SunTech Vet20

El monitor portátil SunTech® Vet20™ mide la presión arterial (PA) de manera rápida, sencilla y fiable en animales de compañía despiertos, lo que simplifica el proceso de evaluación a los veterinarios y los miembros de su equipo. Mediante el uso de la probada tecnología Advantage™ de SunTech para PA veterinaria, el Vet20 toma mediciones oscilométricas de PA que son silenciosas, toleran el movimiento y proporcionan resultados precisos. La interfaz de pantalla táctil e intuitiva incluye todas las funciones necesarias para revisar y analizar datos de PA. Las alarmas pueden silenciarse para no asustar al animal, y los datos guardados de las mediciones se conservan aun con el equipo apagado.

Funcionalidades estándar

Fiable: Gracias a la tecnología de SunTech con tolerancia al movimiento, el Vet20 tiene una alta tasa de éxito en las lecturas de PA.

Fácil de usar: La interfaz de pantalla táctil e intuitiva tiene todas las funciones necesarias para revisar y analizar datos de PA.

Preciso: El algoritmo de PA ha sido desarrollado específicamente para animales de compañía por expertos de una importante facultad de Veterinaria.

Silencioso: El equipo mide la PA de manera silenciosa. El sonido de las alarmas puede desactivarse para no asustar al animal.

Rápido: ¡Tome múltiples mediciones en cuestión de minutos!

Portátil: El equipo funciona a batería y puede ser trasladado fácilmente entre las diferentes salas de exploraciones.

Memoria: El avanzado sistema de memoria del Vet20 asegura el almacenamiento permanente de los datos aunque se apague el equipo.

Promedio: Los usuarios pueden seleccionar mediciones específicas de la memoria del equipo y realizar un promedio automatizado de PA.



Especificaciones técnicas

El Vet20 incluye:

- Monitor de sistema Vet20
- Coraza protectora en color rosa "flamenco", azul "pavo real" o verde "rana arborícola"
- Manguitos de presión arterial para uso veterinario, tamaños 1-6
- Tubo de paciente, 1,2 m
- Adaptador de CA

Especificaciones generales

Sistólica:	40 - 265 mmHg
Diastólica:	20 - 200 mmHg
Presión arterial media:	27 - 222 mmHg
Frecuencia cardíaca:	25 - 300 LPM
Peso del equipo:	590 gramos (con batería)
Dimensiones:	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantía:	2 años en el monitor 90 días en manguitos/tubo

Accesorios

Coraza del SunTech Vet20

La coraza protectora desmontable se encuentra disponible en 3 colores e incluye un asa de gran practicidad.



Rosa "flamenco"



Azul "pavo real"



Verde "rana arborícola"

Adaptador de CA

Al carácter portátil del Vet20 con su funcionamiento a batería se suma otra ventaja: el adaptador de CA representa una excelente opción de alimentación cuando el Vet20 permanece en un lugar. El adaptador de CA puede utilizarse con cualquier monitor de PA Vet20 de SunTech e incluye 4 configuraciones de enchufes para ajustarse a la mayoría de los requisitos internacionales en materia de alimentación eléctrica.

Manquitos para uso veterinario de SunTech



Los materiales suaves y los ángulos redondeados proporcionan una solución agradable para los manguitos. Los manguitos de PA de SunTech Medical están codificados por colores para permitir una rápida selección del tamaño. Los indicadores de rango aseguran un ajuste preciso. El suministro del equipo de PA Vet20 incluye manguitos de tamaños 1-6. *¡Los manguitos de PA*

para uso veterinario de SunTech pueden utilizarse con otros monitores de PA de uso veterinario! Consulte acerca de nuestro kit de conversión para manguitos de uso veterinario de SunTech.

SUNTECH

Con más de 30 años dedicados a desarrollar nuestra tecnología de presión arterial de categoría mundial, sabemos que ni nosotros ni usted perderemos el pulso. Es nuestro legado. Es SunTech Medical. Es la diferencia a nivel clínico.



SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560-8394, USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2-3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Números de piezas del SunTech Vet20

Monitores de sistema Vet20

- 99-0135-06 Monitor Vet20, coraza en rosa "flamenco"
- 99-0135-07 Monitor Vet20, coraza en azul "pavo real"
- 99-0135-12 Monitor Vet20, coraza en verde "rana arborícola"

Manguitos de PA para uso veterinario de SunTech

98-0400-80-VET	Manguito n°1	Caja de 20	Rango 3-6 cm
98-0400-81-VET	Manguito n°2	Caja de 20	Rango 4-8 cm
98-0400-82-VET	Manguito n°3	Caja de 20	Rango 6-11 cm
98-0400-83-VET	Manguito n°4	Caja de 20	Rango 7-13 cm
98-0400-84-VET	Manguito n°5	Caja de 20	Rango 8-15 cm
98-0400-F1	Manguito n°6	Caja de 20	Rango 12-19 cm
98-0400-F3	Manguito n°7	Caja de 20	Rango 17-25 cm
98-0240-00	Manguitos 1-6	Paquete de 6	
91-0028-72	Tubo de paciente, 1,2 m		
91-0028-75	Tubo de paciente, 1,8 m		
91-0028-76	Tubo de paciente, 3 m		

Accesorios

- 39-0195-03 Coraza en rosa "flamenco"
- 39-0195-04 Coraza en azul "pavo real"
- 39-0195-02 Coraza en verde "rana arborícola"
- 19-0018-00 Adaptador de CA

Programa de Garantía Extendida

- 83-0021-00 Garantía Extendida de un año
- 83-0021-01 Garantía Extendida de tres años

Términos y condiciones de la Garantía Extendida

La Garantía Extendida puede ser adquirida:

- En el momento de la venta original
- Antes de que finalice el período de garantía inicial