



***Monitor della pressione arteriosa
per controlli sporadici***
per animali da compagnia

Vet20

SunTech Vet20

Il monitor SunTech® Vet20™ portatile fornisce in modo semplice e rapido misurazioni affidabili della pressione arteriosa per animali da compagnia, assicurando una procedura di valutazione semplificata per veterinari e personale della clinica. Utilizzando la comprovata tecnologia per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario Advantage™, il Vet20 esegue in modo silenzioso misurazioni oscillometriche in grado di tollerare il movimento, fornendo risultati accurati. L'intuitiva interfaccia touchscreen include tutte le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA. È possibile silenziare gli allarmi per evitare di spaventare l'animale; i dati relativi alle misurazioni salvate vengono sempre conservati quando il dispositivo è spento.

Caratteristiche standard

Affidabile: Grazie alla tecnologia con tolleranza del movimento di SunTech, il Vet20 ha un elevato tasso di successo per quanto riguarda le misurazioni della PA.

Semplice da usare: L'intuitiva interfaccia touchscreen include tutte le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA.

Accurato: L'algoritmo della PA è stato appositamente progettato per gli animali da compagnia da esperti di una delle principali facoltà di veterinaria.

Silenzioso: Il dispositivo misura silenziosamente la PA e gli allarmi possono essere silenziati per evitare di spaventare l'animale.

Veloce: È possibile eseguire più misurazioni in pochi minuti.

Portatile: Il dispositivo alimentato a batteria può essere spostato facilmente da una sala per esami all'altra.

Memoria: La memoria avanzata del Vet20 assicura che i dati siano sempre conservati quando il dispositivo è spento.

Calcolo della media: Gli utenti possono selezionare misurazioni specifiche dalla memoria del dispositivo e calcolare automaticamente la media della pressione arteriosa.



Specifiche tecniche

Il Vet20 include:

- Monitor del sistema Vet20
- Struttura protettiva in rosa fenicottero, blu pavone o verde rana
- Bracciali PA per uso veterinario, misure 1-6
- Tubicino paziente, 1,2 m
- Adattatore CA

Specifiche generali

Sistolica:	Da 40 a 265 mmHg
Diastolica:	Da 20 a 200 mmHg
Pressione arteriosa media:	Da 27 a 222 mmHg
Frequenza cardiaca:	Da 25 a 300 bpm
Peso del dispositivo:	circa 590 grammi (con la batteria)
Dimensioni:	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garanzia:	2 anni per il monitor 90 giorni per bracciali/tubicino

Accessori

Struttura protettiva del SunTech Vet20

La struttura protettiva rimovibile è disponibile in 3 colori ed è dotata di una pratica maniglia.



Rosa fenicottero



Blu pavone



Verde rana

Adattatore CA

Anche se la portabilità del Vet20 alimentato a batteria risulta molto pratica, l'adattatore CA fornito come accessorio è un'ottima opzione di alimentazione quando il Vet20 resta in un unico luogo. L'adattatore CA può essere utilizzato con qualsiasi monitor della pressione arteriosa SunTech Vet20 e include 4 configurazioni per spinotti al fine di soddisfare i requisiti di alimentazione a livello internazionale.

Bracciali per uso veterinario SunTech



Materiali morbidi e angoli arrotondati forniscono una soluzione delicata per i bracciali. I bracciali PA di SunTech Medical sono codificati a colori per una selezione rapida della misura adatta; gli indicatori del range assicurano un posizionamento accurato del bracciale. Il dispositivo PA Vet20 ha in dotazione bracciali di misura 1-6. /

bracciali PA di SunTech possono essere utilizzati con altri monitor per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario. Richiedere informazioni sul kit per la conversione di bracciali veterinari di SunTech.

SUNTECH

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia di livello mondiale per la misurazione della pressione arteriosa, siamo sicuri di non perdere un colpo. E neanche voi ne perderete uno. È la nostra tradizione. È SunTech Medical. È la differenza che fa il grado clinico.



SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560-8394, USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2-3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Cod. art. SunTech Vet20

Monitor del sistema Vet20

- 99-0135-06 Monitor Vet20, struttura rosa fenicottero
- 99-0135-07 Monitor Vet20, struttura blu pavone
- 99-0135-12 Monitor Vet20, struttura verde rana

Bracciali PA per uso veterinario SunTech

98-0400-80-VET	Bracciale 1	Confezione da 20	Range 3-6 cm
98-0400-81-VET	Bracciale 2	Confezione da 20	Range 4-8 cm
98-0400-82-VET	Bracciale 3	Confezione da 20	Range 6-11 cm
98-0400-83-VET	Bracciale 4	Confezione da 20	Range 7-13 cm
98-0400-84-VET	Bracciale 5	Confezione da 20	Range 8-15 cm
98-0400-F1	Bracciale 6	Confezione da 20	Range 12-19 cm
98-0400-F3	Bracciale 7	Confezione da 20	Range 17-25 cm
98-0240-00	Bracciali 1-6	Confezione da 6	
91-0028-72	Tubicino paziente, 1,2 metri		
91-0028-75	Tubicino paziente, 1,8 metri		
91-0028-76	Tubicino paziente, 3 metri		

Accessori

- 39-0195-03 Struttura rosa fenicottero
- 39-0195-04 Struttura blu pavone
- 39-0195-02 Struttura verde rana
- 19-0018-00 Adattatore CA

Programma di garanzia estesa

- 83-0021-00 Garanzia estesa per un anno
- 83-0021-01 Garanzia estesa per tre anni

Termini e condizioni della garanzia estesa

La garanzia estesa può essere acquistata:

- Al momento dell'acquisto originale
- Prima del termine del periodo di garanzia iniziale