



 SunTech® **Vet20™**
BP MONITOR



**Blutdruckmonitor für
Spot-Check-Messungen**
bei Haustieren

SunTech Vet20

Der tragbare SunTech® Vet20™ liefert rasch und unkompliziert zuverlässige Blutdruckwerte von wachen Haustieren; Tierärzte und ihr Team können so auf einfache Weise den Zustand beurteilen. Mit der bewährten und bewegungstoleranten Advantage™-Technologie für die Blutdruckmessung an Haustieren ermittelt der Vet20 fast geräuschlos auf Basis des oszillometrischen Messverfahrens genaue Ergebnisse. Der intuitiv bedienbare Touchscreen bietet alle Funktionen für die Kontrolle und Analyse der Blutdruckdaten. Akustische Alarmer können stummgeschaltet werden, damit sich das Tier nicht erschreckt; die gespeicherten Messwerte bleiben auch im abgeschalteten Gerät erhalten.

Allgemeine Merkmale

- Zuverlässig:** Durch die bewegungstolerante SunTech-Technologie sind Fehlmessungen mit dem Vet20 weitgehend ausgeschlossen.
- Einfache Bedienung:** Auf dem intuitiv bedienbaren Touchscreen sind alle Funktionen für die Kontrolle und Analyse der Blutdruckdaten vorhanden.
- Genau:** Der Algorithmus für die Blutdruckmessung wurde speziell für Haustiere an einer der führenden veterinärmedizinischen Hochschulen entwickelt.
- Geräuscharm:** Die Blutdruckmessung erfolgt geräuscharm; akustische Alarmer können stummgeschaltet werden, um das Tier nicht zu beunruhigen.
- Schnell:** Mehrfachmessungen innerhalb weniger Minuten sind kein Problem!
- Tragbar:** Durch die netzunabhängige Versorgung ist das Gerät ideal für den Einsatz in verschiedenen Untersuchungsräumen.
- Speicher:** Die Speichertechnologie des Vet20 gewährleistet, dass auch im ausgeschalteten Gerät die Daten erhalten bleiben.
- Mittelwertberechnung:** Aus den gespeicherten Messungen können bestimmte Werte ausgewählt und zur automatischen Mittelwertbildung herangezogen werden.



Technische Daten

Vet20-Lieferumfang:

- Vet20-Systemmonitor
- Schutzgehäuse in flamingopink, pfauenblau oder laubfroschgrün
- Blutdruckmanschetten für Veterinärmedizin, Größe 1–6
- Manschettschlauch, 1,2 m
- Netzteil

Allgemeine Spezifikationen

Systole:	40–265 mmHg
Diastole:	20–200 mmHg
Mittlerer arterieller Druck:	27–222 mmHg
Herzfrequenz:	25–300 /min
Gewicht:	ca. 590 g (mit Batterie)
Abmessungen:	ca. 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantie:	2 Jahre für den Monitor 90 Tage für Manschetten/Schlauch

Zubehör

Gehäuse für SunTech Vet20

Bei dem abnehmbaren Schutzgehäuse mit bequemem Griff haben Sie die Wahl zwischen 3 Farben.



Flamingopink



Pfauenblau



Laubfroschgrün

Netzteil

Für den mobilen Einsatz ist die Batterieversorgung des Vet20 ideal; im stationären Einsatz ist die Versorgung über das Netzteil die zuverlässige Alternative. Das Netzteil kann mit allen Vet20-Blutdruckgeräten von SunTech verwendet werden; es wird mit 4 verschiedenen Steckervarianten geliefert und ist daher mit fast sämtlichen Netzanschlussystemen weltweit kompatibel.

SunTech-Manschetten für die Veterinärmedizin



Angenehme Manschette durch weiches Material und abgerundete Ecken. Durch die unterschiedlichen Farben der Manschetten von SunTech Medical lässt sich die richtige Größe rasch auswählen; die Bereichsmarkierungen erleichtern das korrekte Anlegen. Mit dem Vet20-Blutdruckgerät erhalten Sie Manschetten der Größe 1 bis 6. **Die Manschetten von SunTech können auch mit anderen Blutdruckgeräten für Veterinärmedizin verwendet werden! Fragen Sie nach dem SunTech-Umrüst-Kit für Veterinärmanschetten.**

**SunTech Medical**
The Difference in Clinical Grade™

Seit über 30 Jahren widmen wir uns der Entwicklung erstklassiger Blutdruck-Technologie. Daher sind wir sicher, dass bei den Messungen nichts verborgen bleibt – und Sie können es auch sein. Das ist unsere Tradition. Das ist SunTech Medical. **Das macht den Unterschied zur Spitzenklasse.**


SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel.: +1 919 654 2300
1 800 421 8626
Fax: +1 919 654 2301
SunTechMed.com


SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1865 884 234
Fax: +44 (0) 1865 884 235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: +86 755 29588810
+86 755 29588986 (Vertrieb)
+86 755 29588665 (Service)
Fax: +86 755 29588829
SunTechMed.com.CN





Artikelnummern für SunTech Vet20

Vet20-Systemmonitore

- 99-0135-06 Vet20 Monitor, Gehäuse in flamingopink
- 99-0135-07 Vet20 Monitor, Gehäuse in pfauenblau
- 99-0135-12 Vet20 Monitor, Gehäuse in laubfroschgrün

SunTech-Blutdruckmanschetten für die Veterinärmedizin

98-0400-80	Manschette 1	20 Stück	Bereich 3–6 cm
98-0400-81	Manschette 2	20 Stück	Bereich 4–8 cm
98-0400-82	Manschette 3	20 Stück	Bereich 6–11 cm
98-0400-83	Manschette 4	20 Stück	Bereich 7–13 cm
98-0400-84	Manschette 5	20 Stück	Bereich 8–15 cm
98-0400-F1	Manschette 6	20 Stück	Bereich 12–19 cm
98-0400-F3	Manschette 7	20 Stück	Bereich 17–25 cm
98-0240-00	Manschetten 1–6	6 Stück	
91-0028-72	Manschettschlauch, 1,2 m		
91-0028-75	Manschettschlauch, 1,8 m		
91-0028-76	Manschettschlauch, 3 m		

Zubehör

- 39-0195-03 Gehäuse in flamingopink
- 39-0195-04 Gehäuse in pfauenblau
- 39-0195-02 Gehäuse in laubfroschgrün
- 19-0018-00 Netzteil

Garantieverlängerung

- 83-0021-00 Garantieverlängerung um ein Jahr
- 83-0021-01 Garantieverlängerung um drei Jahre

Vertragsbedingungen für die Garantieverlängerung

Eine Garantieverlängerung kann erworben werden:

- zum Zeitpunkt des Erstkaufs
- vor Ablauf des ursprünglichen Garantiezeitraums