



 SunTech® **Vet20™**  
BP MONITOR



**Moniteur de mesure de la PA ponctuelle**  
pour animaux domestiques

# SunTech Vet20

Le SunTech® Vet20™ portable permet la réalisation rapide et facile de mesures fiables de la pression artérielle (PA) sur des animaux domestiques éveillés, et garantit pour les vétérinaires et leur personnel un processus de diagnostic plus simple. Doté de la technologie de PA vétérinaire Advantage™ éprouvée de SunTech, le Vet20 réalise des mesures silencieuses de PA oscillométrique tolérante aux mouvements, et fournit des résultats précis. L'interface tactile intuitive comprend toutes les fonctionnalités requises pour la visualisation et l'analyse des données de PA. Il est possible de couper le son des alarmes pour éviter d'effrayer l'animal, et les données de mesure sauvegardées restent conservées quand l'appareil est arrêté.

## Caractéristiques standard

- Fiabilité :** Grâce à la technologie tolérant les mouvements de SunTech, le Vet20 affiche un taux de succès élevé pour les mesures de la PA.
- Facilité d'utilisation :** L'interface tactile intuitive possède toutes les fonctionnalités requises pour la visualisation et l'analyse des données de PA.
- Précision :** L'algorithme PA a été spécifiquement développé pour les animaux domestiques par des experts dans une grande école vétérinaire.
- Silence :** L'appareil mesure la pression artérielle de manière silencieuse, et il est possible de couper les alarmes pour éviter d'effrayer l'animal.
- Rapidité :** Quelques minutes suffisent pour réaliser plusieurs mesures !
- Portabilité :** L'appareil alimenté par batterie peut être déplacé facilement d'une salle d'examen à une autre.
- Mémoire :** La mémoire avancée du Vet20 garantit la conservation des données quand l'appareil est arrêté.
- Établissement de moyenne :** Les utilisateurs peuvent sélectionner des mesures spécifiques dans la mémoire de l'appareil et établir une moyenne de la PA de façon automatisée.



## Spécifications techniques

### Le Vet20 comprend les éléments suivants :

- Moniteur système Vet20
- Coque de protection rose flamand, bleu paon ou vert rainette
- Brassards de prise de tension artérielle vétérinaires, tailles 1-6
- Tube patient, 1,2 m
- Adaptateur CA

## Spécifications générales

<b>Systolique :</b>	40 à 265 mmHg
<b>Diastolique :</b>	20 à 200 mmHg
<b>Pression artérielle moyenne :</b>	27 à 222 mmHg
<b>Fréquence cardiaque :</b>	25 à 300 bpm
<b>Poids de l'appareil :</b>	590 g (avec la batterie)
<b>Dimensions :</b>	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
<b>Garantie :</b>	2 ans pour le moniteur 90 jours pour les brassards/ tubes

## Accessoires

### Coque SunTech Vet20

La coque de protection amovible est disponible en 3 coloris et possède une poignée pratique.



*Rose flamand*



*Bleu paon*



*Vert rainette*

### Adaptateur CA

L'emploi portatif du Vet20, alimenté alors par batterie, est pratique, mais pour l'utiliser dans un seul endroit, l'adaptateur CA est un excellent accessoire de puissance. L'adaptateur CA peut être utilisé avec n'importe quel moniteur de PA SunTech Vet20 et inclut quatre configurations de branchement pour satisfaire à la plupart des exigences de puissance internationales.

## Brassards vétérinaires SunTech



Les matériaux doux et les coins arrondis offrent une solution de brassard agréable à porter. Les brassards de PA SunTech Medical ont un codage couleur pour sélectionner rapidement la bonne taille, et les flèches indiquant la plage permettent le dimensionnement et l'ajustement précis du brassard. L'appareil de prise de tension artérielle Vet20 inclut les tailles de brassard de 1 à 6. **Les brassards de PA SunTech Vet peuvent être utilisés avec d'autres moniteurs de PA vétérinaires ! Renseignez-vous sur notre kit de transformation de brassard SunTech Vet.**

  
**SunTech Medical**<sup>®</sup>  
The Difference in Clinical Grade™

Depuis plus de 30 ans, nous nous consacrons au développement de notre technologie de mesure de la pression artérielle reconnue à l'échelle mondiale, et si nous sommes certains de ne jamais rater le moindre battement – vous pouvez l'être également. C'est notre héritage. C'est SunTech Medical. **C'est LA différence à l'échelon clinique.**



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tél. : + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax : + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
Grande-Bretagne  
Tél. : + 44 (0) 1865.884.234  
Fax : + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tél. : + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Ventes)  
+ 86.755.29588665 (S.A.V.)  
Fax : + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## Références SunTech Vet20

### Moniteurs système Vet20

- 99-0135-06 Moniteur Vet20, coque rose flamand
- 99-0135-07 Moniteur Vet20, coque bleu paon
- 99-0135-12 Moniteur Vet20, coque vert rainette

### Brassards de PA vétérinaires SunTech

98-0400-80	Brassard #1	Boîte de 20	Circonférence 3-6 cm
98-0400-81	Brassard #2	Boîte de 20	Circonférence 4-8 cm
98-0400-82	Brassard #3	Boîte de 20	Circonférence 6-11 cm
98-0400-83	Brassard #4	Boîte de 20	Circonférence 7-13 cm
98-0400-84	Brassard #5	Boîte de 20	Circonférence 8-15 cm
98-0400-F1	Brassard #6	Boîte de 20	Circonférence 12-19 cm
98-0400-F3	Brassard #7	Boîte de 20	Circonférence 17-25 cm
98-0240-00	Brassards 1-6		Paquet de 6
91-0028-72	Tube patient, 1,2 m		
91-0028-75	Tube patient, 1,8 m		
91-0028-76	Tube patient, 3 m		

### Accessoires

- 39-0195-00 Coque rose flamand
- 39-0195-01 Coque bleu paon
- 39-0195-02 Coque vert rainette
- 19-0018-00 Adaptateur CA

### Programme d'extension de garantie

- 83-0021-00 Extension de garantie 1 an
- 83-0021-01 Extension de garantie 3 ans

### Conditions relatives à l'extension de garantie

L'extension de garantie peut être achetée :

- Au moment de la vente initiale
- Avant la fin de la période de garantie initiale