



  
**SunTech<sup>®</sup> Vet20<sup>™</sup>**  
**BP MONITOR**



**Monitor de Pressão Arterial Pontual**  
para Animais de Estimação

# SunTech Vet20

Com rapidez e praticidade, o SunTech® Vet20™ realiza medições confiáveis da pressão arterial em animais de estimação, sem sedação, garantindo um processo de avaliação mais simples para os veterinários e funcionários. Utilizando a confiável tecnologia Advantage™ VET BP da SunTech, o Vet20 executa silenciosamente medições PA oscilométricas tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos. A interface intuitiva da tela sensível ao toque inclui todos os recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA. Os alarmes podem ser silenciados para evitar que o animal se assuste e os dados das medições são sempre salvos quando o dispositivo é desligado.

## Características padrão

**Confiabilidade:** Graças à tecnologia de tolerância ao movimento da SunTech, o Vet20 tem um elevado índice de sucesso em leituras de PA.

**Praticidade:** A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA.

**Precisão:** O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina veterinária.

**Silêncio:** O dispositivo mede a PA de forma silenciosa e os alarmes podem ser desativados para evitar que o animal se assuste.

**Rapidez:** Faça várias medições em questão de minutos!

**Portabilidade:** Alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente transferido de uma sala de exame para outra.

**Memória:** A memória avançada do Vet20 garante que os dados fiquem sempre salvos quando o dispositivo é desligado.

**Cálculo de médias:** Os usuários podem selecionar medições específicas da memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.



## Especificações técnicas

### O Vet20 inclui:

- Monitor do sistema Vet20
- Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
- Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
- Mangueira do paciente, 1,2 m
- Adaptador CA

## Especificações gerais

<b>Sistólica:</b>	40 a 265 mmHg
<b>Diastólica:</b>	20 a 200 mmHg
<b>Pressão arterial média:</b>	27 a 222 mmHg
<b>Frequência cardíaca:</b>	25 a 300 BPM
<b>Peso do dispositivo:</b>	590 gramas (com bateria)
<b>Dimensões:</b>	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
<b>Garantia:</b>	2 anos para o monitor 90 dias para os manguitos/mangueiras

## Acessórios

### Capa do SunTech Vet20

A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil manuseio.



Rosa-flamingo



Azul-pavão



Verde-ervilha

### Adaptador CA

Se por um lado a portabilidade do Vet20 alimentado por bateria é uma vantagem, o adaptador CA também é uma ótima opção de energia ao usar o Vet20 em um local fixo. O adaptador CA pode ser usado com qualquer monitor SunTech Vet20 BP e vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à maioria dos requisitos internacionais de energia.

## Manguitos para uso veterinário SunTech



A solução em manguitos é composta de materiais macios e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da PA são codificados por cores, para definição rápida do tamanho, e os indicadores de alcance garantem dimensionamento e encaixe precisos. O Vet20 PA vem com manguitos de tamanho 1-6. **A linha de manguitos PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.**

**SunTech Medical**<sup>®</sup>  
The Difference in Clinical Grade™

Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. **É a diferença de padrão clínico.**



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 EUA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
Inglaterra  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong China 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (vendas)  
+ 86.755.29588665 (assistência técnica)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN



82-0500-11 MA Rev.C



## Números de peças do SunTech Vet20

### Monitores do sistema Vet20

- 99-0135-06 Monitor Vet20, capa na cor rosa-flamingo
- 99-0135-07 Monitor Vet20, capa na cor azul-pavão
- 99-0135-12 Monitor Vet20, capa na cor verde-ervilha

### Linha veterinária de manguitos de PA da SunTech

- |            |                              |                 |                     |
|------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 98-0400-80 | Manguito N°1                 | caixa com 20    | alcance de 3-6 cm   |
| 98-0400-81 | Manguito N°2                 | caixa com 20    | alcance de 4-8 cm   |
| 98-0400-82 | Manguito N°3                 | caixa com 20    | alcance de 6-11 cm  |
| 98-0400-83 | Manguito N°4                 | caixa com 20    | alcance de 7-13 cm  |
| 98-0400-84 | Manguito N°5                 | caixa com 20    | alcance de 8-15 cm  |
| 98-0400-F1 | Manguito N°6                 | caixa com 20    | alcance de 12-19 cm |
| 98-0400-F3 | Manguito N°7                 | caixa com 20    | alcance de 17-25 cm |
| 98-0240-00 | Manguitos 1-6                | embalagem com 6 |                     |
| 91-0028-72 | Mangueira do paciente, 1,2 m |                 |                     |
| 91-0028-75 | Mangueira do paciente, 1,8 m |                 |                     |
| 91-0028-76 | Mangueira do paciente, 3 m   |                 |                     |

### Acessórios

- 39-0195-03 Capa na cor rosa-flamingo
- 39-0195-04 Capa na cor azul-pavão
- 39-0195-02 Capa na cor verde-ervilha
- 19-0018-00 Adaptador CA

### Programa de Garantia Estendida

- 83-0021-00 Garantia de um ano estendida
- 83-0021-01 Garantia de três anos estendida

### Termos e Condições da Garantia Estendida

A garantia estendida pode ser adquirida:

- No ato da compra original
- Antes da expiração do período de garantia inicial