

Manguitos de presión arterial
de uso a corto plazo

SunTech[®] Vinyl

SHORT-TERM USE BP CUFFS

Suficientemente duraderos y económicos para un uso a corto plazo



Gama completa de tallas



Rango marcado en el interior y en el exterior



Extremos en ángulo y bordes redondeados



- + Fáciles de lavar y desinfectar
- + Sin látex

- + Eficacia probada contra fugas de aire
- + Diseñado para lograr unos resultados fiables

Durante casi treinta años, SunTech Medical® se ha dedicado en exclusiva a desarrollo de la tecnología de medición de la presión arterial en los entornos clínicos más complejos y estimulantes. Dado que los monitores digitales se han convertido en la norma a la hora de medir la presión arterial, es importante recordar que el manguito es el sensor. Teniendo esto en mente, SunTech pone a su disposición un manguito de presión arterial económico para los servicios clínicos en los que la limpieza y la desinfección son cruciales (en operaciones, servicios de urgencias o en medicina de emergencia). Los manguitos de presión arterial de vinilo de SunTech son fáciles de limpiar y lo suficientemente resistentes para un uso a corto plazo; además son más económicos que los manguitos reutilizables convencionales.

+ Características y ventajas + Descripción

Lavable:	Los manguitos están hechos de vinilo, un material fácil de lavar y desinfectar.
Económico:	Más barato que un manguito convencional de uso prolongado, lo que hace asequible su uso a corto plazo.
Duradero:	Ventajas en un diseño de una sola pieza duradero y diseñado para ser hinchado varias veces.
Fácil de usar:	Extremo en ángulo para que sea más fácil de colocar. Colores diferentes para elegir la talla rápidamente. Rango marcado en el interior y en el exterior del manguito para garantizar un ajuste correcto.
Funcionamiento fiable:	Su eficacia probada contra fugas de aire le confiere seguridad, valor y fiabilidad.
Disposiciones reglamentarias:	Diseñado conforme a las directrices AHA, AAMI-SP10 y MDD para obtener unos resultados fiables.
Sin látex:	Los materiales sin látex ofrecen seguridad al paciente.

+ Rangos y características del diseño

					Un tubo			Dos tubos			
Símbolo de rango	Tamaño del manguito (color)	Rango (cm)	Largo × ancho de la cámara de aire (mm)	Largo × ancho total (mm)	Cierre rápido hembra	Roscado (rosca)	Bayoneta macho (plástico)	Sin conector	Cierre rápido hembra	Bayoneta macho (plástico)	Sin conector
	Bebé (naranja)	8-13	120 × 54	228 × 59	98-0800-10	98-0800-00	98-0800-30	98-0800-50	98-0800-20	98-0800-40	98-0800-60
	Niño (verde)	12-19	160 × 83	314 × 88	98-0800-11	98-0800-01	98-0800-31	98-0800-51	98-0800-21	98-0800-41	98-0800-61
	Adulto pequeño (turquesa)	17-25	203 × 108	440 × 113	98-0800-13	98-0800-03	98-0800-33	98-0800-53	98-0800-23	98-0800-43	98-0800-63
	Adulto (azul marino)	23-33	275 × 140	505 × 145	98-0800-15	98-0800-05	98-0800-35	98-0800-55	98-0800-25	98-0800-45	98-0800-65
	Adulto largo (azul marino)	23-33	275 × 140	640 × 145	98-0800-16	98-0800-06	98-0800-36	98-0800-56	98-0800-26	98-0800-46	98-0800-66
	Adulto grande (burdeos)	31-40	330 × 173	645 × 178	98-0800-17	98-0800-07	98-0800-37	98-0800-57	98-0800-27	98-0800-47	98-0800-67
	Adulto grande largo (burdeos)	31-40	330 × 173	815 × 178	98-0800-18	98-0800-08	98-0800-38	98-0800-58	98-0800-28	98-0800-48	98-0800-68
	Muslo (marrón)	38-50	400 × 210	755 × 215	98-0800-19	98-0800-09	98-0800-39	98-0800-59	98-0800-29	98-0800-49	98-0800-69



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829
www.SunTechMed.com.cn

ETL CLASSIFIED



Intertek
7195
MEDICAL
ELECTRICAL
EQUIPMENT



82-0130-06-MA RevA